

# Картридж серии CleanCart

Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата



- 
- Максимальная легкость исполнения химической дезинфекции, декальцификации и очистки аппарата
  - Используется 1 раз в сутки, после окончания работы аппарата устанавливается в порт бикарбонатного картриджа BiCart
  - Минимальные размеры и вес: легко хранить и использовать
  - Безопасно для пациентов и медперсонала: содержимое картриджа во время дезинфекции превращается в естественный метаболит – цитрат
- 

Характеристики:

Содержание безводного порошка лимонной кислоты, г – не менее 32;

pH приготовленного раствора ~ 2;

материал патрона – полипропилен;

использование в программе химической горячей дезинфекции, что позволяет провести одновременно дезинфекцию, декальцификацию и промывку гемодиализного аппарата – наличие;

вес картриджа, г – 50.

# Картридж серии CleanCart

Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата



- 
- Максимальная легкость исполнения химической дезинфекции; удаление органических отложений, жиров и белков
  - Используется после 22 процедур. Устанавливается в порт бикарбонатного картриджа ViCart
  - Минимальные размеры и вес: легко хранить и использовать
  - Безопасно для пациентов и медперсонала: содержимое картриджа во время дезинфекции превращается в естественный метаболит – бикарбонат
- 

Характеристики:

Содержание безводного порошка карбоната натрия, г – не менее 13;

pH приготовленного раствора ~ 11;

материал патрона – полипропилен;

использование в программе химической горячей дезинфекции для промывки гемодиализного аппарата – наличие;

вес картриджа, г – 32.