

Physiopak. Цитратный концентрат для двухкомпонентной системы подготовки диализного раствора



Безацетатный, цитратный раствор в комбинации с BiCart Select или BiCart обеспечивает следующие преимущества:

- улучшенная переносимость диализа пациентом^{3,4}
- управление кислотно-основным равновесием^{1,3}
- снижение диализ-ассоциированной тромбогенности^{2,3}

Название	Описание	Характеристики
Концентрат гемодиализный кислотный PHYSIOPACK Citrate для бикарбонатного диализа с картриджем BiCart	PHYSIOPACK Citrate представляет собой кислотный концентрат на основе цитратного буфера в прозрачных пакетах из полиолефиновой пленки, применяемый одновременно с картриджами BiCart. Продукт нестерильный и поставляется в вариантах с глюкозой или без нее. Предназначен для гемодиализного лечения (ГД), гемодиализации (ГДФ) и гемодиализации (ГФ). 2 пакета по 5000 мл (G) или 3 пакета по 3500 мл (C) в коробке	Точный состав см. на этикетке продукта. При разбавлении 1:44 гемодиализный аппарат может приготовить соответственно 157 и 225 л диализного раствора. Диализный аппарат смешивает кислотный концентрат с концентратом чистого бикарбоната натрия для получения диализного раствора. Условия и срок хранения: 12 месяцев при температуре от +4 до +30 °C. В связи с тем, что цитрат связывает некоторое количество кальция в диализном растворе, реальная концентрация кальция в диализной жидкости составит – 0,15 ммоль/л от той концентрации кальция, которая указана в составе PHYSIOPACK Citrate

Химический состав содержимого контейнеров PHYSIOPACK Citrate, ммоль/л

Код	Наименование	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	C ₆ H ₈ O ₇	C ₆ H ₁₂ O ₆	Cl ⁻	HCO ₃ ⁻	Объем, л
955517	PHYSIOPACK CITRATE G365	140	3,0	1,66	0,5	1	5,6	110,3	34	5
955518	PHYSIOPACK CITRATE G275	140	2,0	1,76	0,5	1	5,6	109,5	34	5
955519	PHYSIOPACK CITRATE G3065	140	3,0	1,66	0,5	1	0	110,3	34	5
955520	PHYSIOPACK CITRATE C2075	140	2,0	1,76	0,5	1	0	109,5	34	3,5
955521	PHYSIOPACK CITRATE C2065	140	2,0	1,66	0,5	1	0	109,3	34	3,5
955522	PHYSIOPACK CITRATE C240	140	2,0	1,41	0,5	1	5,6	108,8	34	3,5
955523	PHYSIOPACK CITRATE C3065	140	3,0	1,66	0,5	1	0	110,3	34	3,5
955524	PHYSIOPACK CITRATE C3565	140	3,5	1,66	0,5	1	5,6	110,8	34	3,5
955525	PHYSIOPACK CITRATE C365	140	3,0	1,66	0,5	1	5,6	110,3	34	3,5

Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые виды артикулов доступны только под заказ. Обязательно уточняйте наличие на складе, а также сроки ожидания у официального представителя компании Baxter

1. Kuragano T, et al. Artif Organs 2012; 36(3):282-90.
 2. Sands JJ, et al. Blood Purif 2012; 33(1-3):199-204.
 3. Grundstrom G, et al. BMC Nephrol 2013; 14:216.
 4. Matsuyama K, et al. J Artif Organs 2011; 14(2):112-9.