

SelectBag One. Ацетатный буфер для трехкомпонентной системы подготовки диализного раствора



Кислотные концентраты для приготовления диализирующего раствора
Кислотные концентраты SelectBag One имеют множество прописей (кодов), отличающихся по составу электролитов и глюкозы, обеспечивая дополнительные возможности в индивидуальном подходе к лечению диализного пациента.

Название	Описание	Характеристики
Концентрат для диализа SelectBag One	Представляет собой контейнер из полиэтилена низкой плотности (LDPE), содержащий высококонцентрированный раствор дополнительных электролитов (например KCl , $CaCl_2$, $MgCl_2$) и кислоты (SelectBag One – уксусная кислота; SelectBag Citrate – лимонная кислота), необходимых для приготовления диализного раствора на основе бикарбоната, используемый вместе с картриджами BiCart и SelectCart на совместимых системах диализа Gambro для гемодиализа, гемодиализации или гемофильтрации. 1000 мл	Точный состав см. на этикетке продукта. При разведении 1:200 можно приготовить 200 л диализного раствора. Для получения диализного раствора окончательного состава необходимо смешать диализный концентрат с концентратами чистого хлорида натрия и чистого бикарбоната натрия на специальном диализном аппарате. Условия и срок хранения: 24 месяца при температуре от +4 до +30 °C

Химический состав содержимого контейнеров SelectBag One, ммоль/л

В таблице показан электролитный состав в готовом к использованию растворе при смешивании с растворами из картриджа BiCart и SelectCart и с настройками по умолчанию Na^+ 140 ммоль/л и HCO_3^- 34 ммоль/л

Код	Наименование	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	CH_3COO^-	$C_6H_{12}O_6$	Cl^-	HCO_3^-
110531	SELECTBAG ONE AX 250	140	2,00	1,50	0,5	3	0	109,0	34
110532	SELECTBAG ONE AX 250 G	140	2,00	1,50	0,5	3	5,55	109,0	34
112621	SELECTBAG ONE AX 125	140	1,00	1,25	0,5	3	0	107,5	34
112622	SELECTBAG ONE AX 150	140	1,00	1,50	0,5	3	0	108,0	34
112623	SELECTBAG ONE AX 225	140	2,00	1,25	0,5	3	0	108,5	34
112624	SELECTBAG ONE AX 275	140	2,00	1,75	0,5	3	0	109,5	34
112625	SELECTBAG ONE AX 325	140	3,00	1,25	0,5	3	0	109,5	34
112626	SELECTBAG ONE AX 350	140	3,00	1,50	0,5	3	0	110,0	34
112630	SELECTBAG ONE AX 150 G	140	1,00	1,50	0,5	3	5,55	108,0	34
112631	SELECTBAG ONE AX 175 G	140	1,00	1,75	0,5	3	5,55	108,5	34
112632	SELECTBAG ONE AX 1525 G	140	1,50	1,25	0,5	3	5,55	108,0	34
112633	SELECTBAG ONE AX 200 G	140	2,00	1,00	0,5	3	5,55	108,0	34
112634	SELECTBAG ONE AX 225 G	140	2,00	1,25	0,5	3	5,55	108,5	34
112635	SELECTBAG ONE AX 260 G	140	2,00	1,60	0,5	3	5,55	109,2	34
112636	SELECTBAG ONE AX 275 G	140	2,00	1,75	0,5	3	5,55	109,5	34
112637	SELECTBAG ONE AX 2525 G	140	2,50	1,25	0,5	3	5,55	109,0	34
112638	SELECTBAG ONE AX 2550 G	140	2,50	1,50	0,5	3	5,55	109,5	34
112639	SELECTBAG ONE AX 2565 G	140	2,50	1,65	0,5	3	5,55	109,8	34
112641	SELECTBAG ONE AX 325 G	140	3,00	1,25	0,5	3	5,55	109,5	34
112642	SELECTBAG ONE AX 350 G	140	3,00	1,50	0,5	3	5,55	110,0	34
112643	SELECTBAG ONE AX 365 G	140	3,00	1,65	0,5	3	5,55	110,3	34
112644	SELECTBAG ONE AX 375 G	140	3,00	1,75	0,5	3	5,55	110,5	34
112646	SELECTBAG ONE AX 425 G	140	4,00	1,25	0,5	3	5,55	110,5	34
112647	SELECTBAG ONE AX 450 G	140	4,00	1,50	0,5	3	5,55	111,0	34
112648	SELECTBAG ONE AX 475 G	140	4,00	1,75	0,5	3	5,55	111,5	34

Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые виды артикулов доступны только под заказ. Обязательно уточняйте о наличии на складе, а также о сроках ожидания у официального представителя компании Baxter.



SelectBag Citrate.

Новый цитратный буфер для трехкомпонентной системы подготовки диализного раствора*

Химический состав содержимого контейнеров SelectBag Citrate, ммоль/л

В таблице показан электролитный состав в готовом к использованию растворе при смешивании с растворами из картриджей BiCart и SelectCart и с настройками по умолчанию Na^+ – 140 ммоль/л и HCO_3^- – 34 ммоль/л.

Код	Наименование	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	Cl^-	HCO_3^-
114683	CX 150 G	140	1,50	1,00	0,5	1	5,55	108,0	34
114684	CX 175 G	140	1,75	1,00	0,5	1	5,55	108,5	34
114685	CX 250 G	140	1,50	2,00	0,5	1	5,55	109,0	34
114686	CX 2550 G	140	1,50	2,50	0,5	1	5,55	109,5	34
114687	CX 260 G	140	1,60	2,00	0,5	1	5,55	109,2	34
114688	CX 275 G	140	1,75	2,00	0,5	1	5,55	109,5	34
114689	CX 350 G	140	1,50	3,00	0,5	1	5,55	110,0	34
114690	CX 375 G	140	1,75	3,00	0,5	1	5,55	110,5	34
114691	CX 450 G	140	1,50	4,00	0,5	1	5,55	111,0	34
114692	CX 475 G	140	1,75	4,00	0,5	1	5,55	111,5	34
114693	CX 365 G	140	1,65	3,00	0,5	1	5,55	110,3	34
114694	CX 2565 G	140	1,65	2,50	0,5	1	5,55	109,8	34
114695	CX 150	140	1,50	1,00	0,5	1	0	108,0	34
114697	CX 275	140	1,75	2,00	0,5	1	0	109,5	34
114698	CX 350	140	1,50	3,00	0,5	1	0	110,0	34
114699	CX 375	140	1,75	3,00	0,5	1	0	110,5	34
114846	CX 265 G	140	1,65	2,00	0,5	1	5,55	109,3	34
114848	CX 465 G	140	1,65	4,00	0,5	1	5,55	111,3	34
114849	CX 2575 G	140	1,75	2,50	0,5	1	5,55	110,0	34
114850	CX 165	140	1,65	1,00	0,5	1	0	108,3	34
114851	CX 265	140	1,65	2,00	0,5	1	0	109,3	34
115227	CX 140 G	140	1,40	1,00	0,5	1	5,55	107,8	34
115228	CX 240 G	140	1,40	2,00	0,5	1	5,55	108,8	34
115229	CX 340 G	140	1,40	3,00	0,5	1	5,55	109,8	34
115230	CX 440 G	140	1,40	4,00	0,5	1	5,55	110,8	34
115362	CX 240	140	1,40	2,00	0,5	1	0	108,8	34

Варианты замены кислотного концентрата SelectBag One на концентрат SelectBag Citrate

Химический состав содержимого контейнеров SelectBag Citrate, ммоль/л

Химический состав содержимого контейнеров SelectBag One, ммоль/л

Код	Наименование	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	Cl^-	HCO_3^-	↔	Код	Наименование	Na^+	K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	CH_3COO^-	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	Cl^-	HCO_3^-
114850	SELECTBAG CITRATE CX 165	140	1,00	1,65	0,5	1	0	108,3	34	↔	112622	SELECTBAG ONE AX 150	140	1,00	1,50	0,5	3	0	108,0	34
115228	SELECTBAG CITRATE CX 240 G	140	2,00	1,40	0,5	1	5,55	108,8	34	↔	112634	SELECTBAG ONE AX 225 G	140	2,00	1,25	0,5	3	5,55	108,5	34
114846	SELECTBAG CITRATE CX 265 G	140	2,00	1,65	0,5	1	5,55	109,3	34	↔	110532	SELECTBAG ONE AX 250 G	140	2,00	1,50	0,5	3	5,55	109,0	34
114851	SELECTBAG CITRATE CX 265	140	2,00	1,65	0,5	1	0	109,3	34	↔	110531	SELECTBAG ONE AX 250	140	2,00	1,50	0,5	3	0	109,0	34
115362	SELECTBAG CITRATE CX 240	140	2,00	1,40	0,5	1	0	108,8	34	↔	112623	SELECTBAG ONE AX 225	140	2,00	1,25	0,5	3	0	108,5	34
114694	SELECTBAG CITRATE CX 2565 G	140	2,50	1,65	0,5	1	5,55	109,8	34	↔	112638	SELECTBAG ONE AX 2550 G	140	2,50	1,50	0,5	3	5,55	109,5	34
115229	SELECTBAG CITRATE CX 340 G	140	3,00	1,40	0,5	1	5,55	109,8	34	↔	112641	SELECTBAG ONE AX 325 G	140	3,00	1,25	0,5	3	5,55	109,5	34
114693	SELECTBAG CITRATE CX 365 G	140	3,00	1,65	0,5	1	5,55	110,3	34	↔	112642	SELECTBAG ONE AX 350 G	140	3,00	1,50	0,5	3	5,55	110,0	34
115230	SELECTBAG CITRATE CX 440 G	140	4,00	1,40	0,5	1	5,55	110,8	34	↔	112646	SELECTBAG ONE AX 425 G	140	4,00	1,25	0,5	3	5,55	110,5	34
114848	SELECTBAG CITRATE CX 465 G	140	4,00	1,65	0,5	1	5,55	111,3	34	↔	112647	SELECTBAG ONE AX 450 G	140	4,00	1,50	0,5	3	5,55	111,0	34

* Совместима с Artis Physio версии 8.21 или 8.60. Для более ранних платформ Artis необходимо произвести модернизацию в Artis Physio.
 РУ: № ФСЗ 2008/01497 от 14.02.2018